



**Халат медицинский процедурный одноразовый «СпецМедЗащита».  
Мод. ХБКР110-48/50-25**

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19735  
Произведено в соответствии ТУ 32.50.50-032-64015714-2022  
Нестерильно

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Халат предназначен для ношения работниками здравоохранения и пациентами, обеспечивают предотвращения заноса инфекции в медицинские учреждения с загрязненной одежды, переноса, например, микроорганизмов или жидкостей тела и возможностью последующего распространения инфекции воздушно-пылевым путем. Использование халатов медицинских обеспечивает гигиеничность выполнения медицинских манипуляций и чистоту в учреждении в целом.

Халат используется во время процедур осмотра пациентов.

Халат рекомендуется для применения в стационарных и амбулаторных медицинских учреждениях.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ**

Халат медицинский процедурный одноразовый «СпецМедЗащита». Мод. ХБКР110-48/50-25 произведен в соответствии с ТУ 32.50.50-032-64015714-2022 из нетканого материала Спанбонд (100% полипропилен). Размер готового изделия: 48/50. Длина, см:  $110 \pm 5,0$ . Ширина, см:  $70 \pm 3,0$ . Цвет: белый. Поверхностная плотность нетканого материала должна быть: Спанбонд ( $25 \pm 7,0$ ) г/м<sup>2</sup>. Застежка: на кнопках. Рукав: резинка.

Халат не должен иметь дефектов: пятен, разрывов, посторонних включений. Халат медицинский должен иметь ровные края, без перекосов и деформаций.

Халат после эксплуатации складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект поставки должно входить:

- Халат одного типоразмера в потребительской упаковке, в количестве 1 шт., 10 шт., 25 шт..
- Инструкция по применению - 1 шт. на коробку.
- Этикетка - 1 шт. на упаковку.



## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150 для условий хранения 1 по ГОСТ 15150, но для температуры от минус 10 °С до плюс 40 °С.

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения по ГОСТ 15150 по группе 1, но для температуры от минус 10 °С до плюс 40 °С.

Изделия должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

**Специалист по качеству  
и сертификации**



**Скородумова Н.С.**